

RESINA PRIZMA 3D BIO DENTURE A1 250G

Image not found or type unknown

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Tipo	Dental
Capacidad	250 g
Long. de Onda	405 nm
Tiempo de Exposición	8 s
Marca	Prizma 3D
Tiempo de Almacenado	12 meses

COMPRAR POR WHATSAPP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo
Dental

Capacidad
250 g

Long. de Onda
405 nm

Tiempo de Exposición
8 s

Marca
Prizma 3D

Tiempo de Almacenado
12 meses